

Palintest – Analiza wody

MINITESTER



Badanie parametrów wody basenowej za pomocą testerów ręcznych jest zawsze obarczone pewnym błędem ze względu na konieczność porównania przez ludzkie oko koloru próbki wody z wzorcem kolorów, ale jest to zdecydowanie najprostsza i najtańsza metoda, która jest powszechnie stosowana przy badaniu parametrów wody w basenach prywatnych.

MINITESTER pH/Cl

Minitester pH/Cl

W plastikowym pudełku znajduje się pojemnik z dwoma komorami na wodę. Na pojemniku naniesione są skale barw, które umożliwiają zbadanie dwóch parametrów w jednym czasie. Komory napełnia się wodą i wrzuca do nich odpowiednie tabletki, następnie porównuje się kolor wody ze skalą barw na opakowaniu. Tabletki są szybko rozpuszczalne i nie wymagają kruszenia, ani innych zabiegów poza zamieszaniem.

SPOSÓB UŻYCIA

- **Przygotowanie pojemnika:** Otwórz pokrywę pojemnika i dokładnie wypłucz go wodą z basenu lub wanny z hydromasażem.
- **Napełnianie komór:** Napełnij obie komory pojemnika wodą z basenu lub wanny.
- **Dodawanie tabletek:** Wrzuć jedną tabletkę Phenol Red do komory pH oraz jedną tabletkę DPD 1 do komory Cl.
- **Odczyt wyników:** Porównaj kolor wody w komorach ze skalą barw. Wybierz kolor, który najbardziej odpowiada skali, aby odczytać poziom pH oraz zawartość wolnego chloru w mg/l.

CECHY MINITESTERA

- **Łatwość użycia:** Prosta instrukcja i intuicyjne kroki pozwalają na szybkie i bezproblemowe testowanie.
- **Kompletny zestaw:** Wszystko, czego potrzebujesz do regularnych testów wody, w jednym praktycznym zestawie.
- **Bezpieczeństwo:** Regularne testowanie wody pomaga zapobiegać problemom zdrowotnym i utrzymuje wodę w idealnym stanie.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- **Pojemnik do pomiarów** – solidny i trwały, zapewniający dokładność pomiarów.
- **20 tabletek DPD 1** – służących do pomiaru wolnego chloru.
- **20 tabletek Phenol Red** – służących do pomiaru pH.
- **Instrukcja obsługi** – przejrzysta i łatwa do zrozumienia.

NUMERY KATALOGOWE PRODUKTÓW

SP600

Minitester pH/Cl